

Isolab CA

Kompaktes Analog Manometrie System

Standard
Instruments



Der günstigste Einstieg in die Funktionsdiagnostik.

Mögliche Anwendungsgebiete:

Analmanometrie, Esophagusmanometrie,
Biofeedback

4 Druckkanäle geeignet für folgende Kathetertypen:

Luftgefüllt, halbleiter und wasserperfundiert.

1 EMG Kanal

Esophagusmanometrie:

Es handelt sich um eine sehr einfache 4 Kanal
Durchzugsmanometrie in Kombination mit den
luftgefüllten oder elektronischen Kathetern gehören

lange Rüstzeiten wie bei der Perfusionsmanometrie der Geschichte an.

In Verbindung mit ViMeDat (Visible Medical Data) entsteht ein integriertes System für die benutzerfreundliche Diagnose von Motilitätsstörungen im Ösophagus und des unteren Ösophagusphinkter. Das System verfügt über eine Vielzahl spezifischer Analysen, welche über eine intuitiv zu bedienende grafische Benutzeroberfläche angeboten werden.


Die Berichte sind frei konfigurierbar und Microsoft Word und OpenOffice kompatibel.



Air-charged Katheter Esophagus (Single-Use):

Artikelnummern und Beschreibung:

K84AC-00-1503



8F Air Charged Esophageal Motility Disposable Catheter
Can be used with ISOLAB-CA